

Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用Anti-Stip1ポリクローナル抗体 - P31948

商品番号: CM0012993



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済みのSTIP1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラット、サルと反応します。ストレス誘導性ホスホプロテイン1コシャペロン研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STIP1 Rabbit pAb
備考/別名	HOP; P60; STI1; STI1L; HEL-S-94n; IEF-SSP-352I; STIP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10963
GeneID	10963
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、サル
SWISS	P31948
タンパク質分子量	63kDa
配送	アイスバッグ