

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Stip1 ウサギモノクローナル抗体 - P31948

商品番号: CM0003198



前書き

ヒトSTIP1 (Hop) に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのSTIP1を検出。免疫原：ヒトSTIP1のアミノ酸2-98。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STIP1 ウサギ mAb
備考/別名	HOP; P60; STI1; STI1L; HEL-S-94n; IEF-SSP-3521; STIP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10963
遺伝子ID	10963
免疫原	ヒトSTIP1 (P31948) のアミノ酸2-98に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31948
タンパク質分子量	63kDa
発送	保冷バッグ