


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Stk19ポリクローナル抗体 - P49842

商品番号: CM0016473



前書き

STK19/WHR1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。転写共役型DNA修復における重要因子であるヒト、マウス、ラットのSTK19を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STK19ウサギpAb
備考／別名	G11; RP1; D6S60; D6S60E; HLA-RP1; STK19
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8859
GeneID	8859
免疫原	ヒトSTK19 (NP_004188.1) のアミノ酸75～364に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49842
タンパク質分子量	41 kDa
輸送	保冷バッグ