


Anti-Stk19ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P49842

商品番号: CM0027611



前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、ELISAで検証されたSTK19ウサギポリクローナル抗体。41kDaのSTK19/WH R1ウィングドヘリックス修復因子を検出します。転換結合修復研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STK19 Rabbit pAb
備考/別名	G11; RP1; D6S60; D6S60E; HLA-RP1; STK19
種	ヒト
GeneID	8859
免疫原	ヒトSTK19（NP_004188.1）のアミノ酸75-364に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49842
タンパク質分子量	41kDa
配送	アイスパック