

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Stk24 ポリクローナル抗体 - Q9Y6E0

商品番号: CM0016873



前書き

ヒトSTK24（MST3）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに使用可能。マウス、ラットと交差反応性あり。アポトーシスおよび細胞遊走研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STK24 Rabbit pAb
備考/別名	MST3; STK3; MST3B; STE20; HEL-S-95; STK24
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	8428
GeneID	8428
免疫原	ヒトSTK24のアミノ酸312-431に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001027467.2)
抗体源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y6E0
タンパク質分子量	49kDa
輸送方法	氷袋