


Anti-Stk26 (Mst4) ウサギポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、Elisa対応 - Q9P289

商品番号: CM0023197



前書き

ヒトSTK26

(MST4/MASK)に対するウサギポリクローナル抗体。

WB、IHC-

P、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。アポトーシス、オートファジー、細胞遊走の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STK26 Rabbit pAb
別名	MASK; MST4; STK26
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	51765
GeneID	51765
免疫原	ヒトSTK26 (NP_057626.2)のアミノ酸340～416番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9P289
タンパク質分子量	47kDa
配送方法	氷袋