

Wb、Elisa用抗Stk31ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bxu1

商品番号: CM0018680

前書き

WBおよびELISAアプリケーションで検証済みの抗STK31ウサギポリクローナル抗体です。ヒトSTK31（セリン/スレオニンプロテインキナーゼ31）を認識し、マウスおよびラットと交差反応性を示します。精巣特異的キナーゼ研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STK31 ウサギ pAb
別名	TDRD8; SGK396; STK31
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	56164
遺伝子ID	56164
免疫原	ヒトSTK31 (NP_113602.2) のアミノ酸890～1019番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
適用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISSプロット	Q9BXU1
タンパク質分子量	116kDa
輸送方法	保冷剤