

Anti-Stk36 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Nrp7

商品番号: CM0017013

前書き

ヒトSTK36（Fused homolog）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、マウスとの交差反応性があります。スモースンド経路、GLI転写因子の制御、および繊毛研究における重要なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STK36 Rabbit pAb
備考/別名	FU, CILD46, STK36
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27148
GeneID	27148
免疫原	ヒトSTK36 (NP_056505.2) のアミノ酸250-450に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9NRP7
タンパク質分子量	144kDa
配送	氷袋