


Anti-Stk38ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q15208

商品番号: CM0029043



前書き

STK38 (NDR1)

ターゲットのウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IF/ICC、ELISAが検証済みです。MAPKシグナル伝達およびDNA損傷応答に参与するキナーゼを標的とします。細胞シグナル伝達およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STK38 Rabbit pAb
備考/別名	NDR; NDR1; STK38
種	ヒト
遺伝子ID	11329
免疫原	ヒトSTK38 (NP_009202.1) のアミノ酸366-465領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15208
タンパク質分子量	54kDa
配送	アイスバッグ