

Anti-Stk39 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Uew8

商品番号: CM0006546



前書き

STK39 Rabbit mAb

(Q9UEW8)は、WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAについて検証済みです。イオン輸送と血圧を調節するWNK-SPAK/OSR1カスケードの構成要素である、ヒト、マウス、ラットのSTK39キナーゼに対する高い特異性を有します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STK39 Rabbit mAb
備考/別名	DCHT; PASK; SPAK; Ste 20 related kinase; STK39
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27347
GeneID	27347
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSTK39 (Q9UEW8) のアミノ酸401-545に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UEW8
タンパク質分子量	59kDa
配送	アイスパック