

Anti-Stk39 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9Uew8

商品番号: CM0026944



前書き

ヒトSTK39キナーゼに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。イオン輸送および血圧調節におけるWNK-SPAK/OSR1キナーゼカスケードの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STK39 Rabbit pAb
備考/別名	DCHT; PASK; SPAK; STK39
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27347
GeneID	27347
免疫原	ヒトSTK39 (Q9UEW8) のアミノ酸500-600以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UEW8
タンパク質分子量	59kDa
配送	氷袋