

Wb、If/Icc、Elisa用抗Stk3/Mst2モノクローナル抗体 - Q13188

商品番号: CM0010094



前書き

ヒトSTK3/MST2に対する高品質ウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。マウスと交差反応します。アポトーシスおよびHippoシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STK3/MST2 ウサギmAb
備考/別名	KRS1, MST2, STK3/MST2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6788
遺伝子ID	6788
免疫原	ヒトSTK3/MST2 (Q13188) のアミノ酸1~100領域の配列に相当する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13188
タンパク質分子量	56kDa
輸送方法	氷袋