


Anti-Stk3/Mst2 (リン酸化 T117) ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13188

商品番号: CM0001399



前書き

Thr117でリン酸化されたSTK3/MST2を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのSTK3/MS T2を検出。アポトーシスおよびHippoシグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-STK3/MST2-T117 ウサギ pAb
備考/別名	KRS1; MST2; Phospho-STK3/MST2-T117
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6788
遺伝子ID	6788
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13188
タンパク質分子量	56kDa
発送	保冷バッグ