


Wb、If/Icc、Elisa用抗Stk3/Mst2ポリクローナル抗体 - Q13188

商品番号: CM0028448



前書き

ヒトSTK3/MST2を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。Hippo経路、アポトーシス、中心体機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STK3/MST2 ウサギ pAb
略称/別名	KRS1; MST2; STK3/MST2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	6788
GeneID	6788
免疫原	ヒトSTK3/MST2 (NP_006272.2) のアミノ酸323～450番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13188
タンパク質分子量	56kDa
輸送方法	保冷剤