

Anti-Stmn2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q93045

商品番号: CM0030443

前書き

STMN2 (Stathmin-2/SCG10) に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を確認済み（WB、ELISA）。微小管ダイナミクスおよび神経発生に関する神経科学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	STMN2 Rabbit pAb
備考/別名	SCG10; SCGN10; STMN2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11075
GeneID	11075
免疫原	ヒトSTMN2 (NP_008960.2) のアミノ酸1-80に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q93045
タンパク質分子量	21kDa
配送	保冷バッグ