


Wb、Elisa用抗Stra13ポリクローナル抗体 - A8Mt69

商品番号: CM0030306



前書き

ウサギ抗ヒトSTRA13/CENPXポリクローナル抗体。
WBおよびELISAでの使用が検証済みです。ファンコ
ニ貧血、動原体の集合、DNA修復の研究に適していま
す。 — A8MT69

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STRA13 Rabbit pAb
別名	D9, MHF2, CENP-X, FAAP10, STRA13
対象種	ヒト
遺伝子ID	201254
免疫原	ヒトSTRA13 (NP_659435.2) のアミノ酸1-63番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	A8MT69
タンパク質分子量	9kDa
発送方法	氷袋