


WbおよびElisa用抗Stradaウサギポリクローナル抗体 - Q7Rtn6

商品番号: CM0023095



前書き

ヒトSTRADA（STE20関連キナーゼアダプタータンパク質α）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済みで、マウスとの交差反応性があります。LKB1/STK11の活性化および細胞周期制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STRADAウサギpAb
備考／別名	LYK5; PMSE; Stlk; STRAD; NY-BR-96; STRAD alpha; STRADA
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	92335
免疫原	ヒトSTRADA（NP_699166.2）のアミノ酸25～210に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q7RTN6
タンパク質分子量	48kDa
輸送条件	保冷バッグ