


Wb、Elisa用抗Stradaウサギポリクローナル抗体 - Q7Rtn6

商品番号: CM0023259



前書き

ヒトSTRADA（STE20関連キナーゼアダプタータンパク質α）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロッティングおよびELISAに適しています。ヒトおよびマウスのSTRADAを検出し、予測分子量は約48 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済み] STRADA ウサギpAb
別名	LYK5; PMSE; Stlk; STRAD; NY-BR-96; STRAD alpha; DA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	92335
GeneID	92335
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q7RTN6
タンパク質分子量	48kDa
輸送方法	氷袋