

抗Strapポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9Y3F4

商品番号: CM0025237

前書き

ヒトSTRAPタンパク質に対する高品質ウサギ由来ポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAの各用途で検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中の内在性STRAPを検出します。スプライセオソームおよびTGF- β シグナル伝達経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STRAP Rabbit pAb
備考／別名	MAWD; PT-WD; UNRIP; STRAP
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	11171
遺伝子ID	11171
免疫原	ヒトSTRAP（NP_009109.3）のアミノ酸1〜350番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y3F4
タンパク質分子量	38kDa
発送方法	氷嚢梱包