

Wb用抗Strapウサギポリクローナル抗体 - Q9Y3F4

商品番号: CM0023283

前書き

ヒトSTRAP（MAWD/UNRIP）に対するウサギポリクローナル抗体で、ノックアウトによるバリデーション済み、WB、IF/ICC、IP、ELISAに対応しています。マウスおよびラットと交差反応します。38 kDaのバンドを検出します。snRNP集合体およびTGF-βシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	[KOバリデーション済み] STRAP ウサギ pAb
備考/別名	MAWD; PT-WD; UNRIP; AP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11171
GeneID	11171
免疫原	組換えタンパク質；ヒトSTRAP（NP_009109.3）のアミノ酸1-350に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y3F4
タンパク質分子量	38kDa
配送	氷袋