


WbおよびElisa用Anti-Strbpポリクローナル抗体 - Q96Si9

商品番号: CM0014040



前書き

WBおよびELISA用に検証済みのAnti-STRBPウサギポリクローナル抗体。ヒト精子細胞核周囲RNA結合タンパク質を標的とし、精子形成およびRNA結合に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STRBP Rabbit pAb
備考/別名	p74; SPNR; ILF3L; HEL162; STRBP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55342
GeneID	55342
免疫原	ヒトSTRBP (NP_060857.2) のアミノ酸40-190に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96SI9
タンパク質分子量	74kDa
配送	氷袋