


Wb、If/Icc、Elisa用抗Strip1ウサギポリクローナル抗体 - Q5Vsl9

商品番号: CM0018179



前書き

ヒト、マウス、ラットに対する反応性が確認された、WB、IF/ICC、ELISA用の抗STRIP1ウサギポリクローナル抗体。UniProtでレビュー済みのQ5VSL9タンパク質を標的とし、細胞骨格の構成およびSTRIPAK複合体の研究に使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STRIP1ウサギpAb
備考／別名	FAM40A; FAR11A; STRIP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	85369
GeneID	85369
免疫原	ヒトSTRIP1 (NP_149079.2) の743～837番アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5VSL9
タンパク質分子量	96kDa
輸送	保冷バッグ