

抗Strnウサギポリクローナル抗体（Wb用） - O43815

商品番号: CM0029025

前書き

ヒトSTRNに対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。細胞増殖・分化におけるSTRIPAK複合体シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	STRN Rabbit pAb
別名	SG2NA; STRN1; PPP2R6A; STRN
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	6801
GeneID	6801
免疫原	ヒトSTRN（NP_003153.2）のアミノ酸581〜780番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43815
タンパク質分子量	86kDa
発送	氷袋梱包