


Wb用 Anti-Strn3 ポリクローナル抗体 - Q13033

商品番号: CM0028802



前書き

ヒト STRN3 (SG2NA)

に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。STRIPAK複合体とシグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STRN3 ウサギ pAb
備考/別名	SG2NA; S/G2NA; PPP2R6B; STRN3
種	ヒト
GeneID	29966
免疫原	ヒト STRN3 (NP_001077362.1) のアミノ酸 200-460 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13033
タンパク質分子量	87kDa
発送	保冷バッグ