

## Wb、Elisa用抗Stt3Bウサギポリクローナル抗体 - Q8Tcj2

商品番号: CM0013725



## 前書き

OST複合体の触媒サブユニットであるヒトSTT3Bを標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済み。ヒトおよびマウスのSTT3B（94 kDa）を検出します。N-グリコシル化およびERAD研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 製品名        | STT3B ウサギpAb                                                   |
| 備考／別名      | SIMP; CDGIX; STT3-B; STT3B                                     |
| 種          | ヒト                                                             |
| 遺伝子ID (ヒト) | 201595                                                         |
| 遺伝子ID      | 201595                                                         |
| 免疫原        | 組換えタンパク質：ヒトSTT3B (NP_849193.1) のアミノ酸1～100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 宿主         | ウサギ                                                            |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                      |
| アプリケーション   | WB、ELISA                                                       |
| 交差反応性      | ヒト、マウス                                                         |
| SWISS      | Q8TCJ2                                                         |
| タンパク質分子量   | 94kDa                                                          |
| 輸送         | 保冷バッグ                                                          |