


Anti-Stub1 ラビットポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ip、Elisa対応） - Q9Une7

商品番号: CM0014938



前書き

CamelBioのSTUB1ラビットポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいてWB、IF/ICC、IP、ELISAで使用可能であることが検証されています。タンパク質品質管理およびミトコンドリア恒常性に関与するE3ユビキチンリガーゼCHIPを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STUB1 Rabbit pAb
備考/別名	CHIP; SCA48; UBOX1; SCAR16; HSPABP2; NY-CO-7; SDCCAG7; STUB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10273
GeneID	10273
免疫原	組換えタンパク質；ヒトSTUB1 (NP_005852.2) のアミノ酸1-303に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UNE7
タンパク質分子量	35kDa
配送	氷袋