

Anti-Stx12 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q86Y82

商品番号: CM0028148



前書き

ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みのAnti-STX12 Rabbit Polyclonal Antibody。ヒト、マウス、ラットと反応します。エンドサイトーシスリサイクルおよびAMPARトラフィックに関与するシンタキシン-12を標的とします。神経科学および細胞生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STX12 Rabbit pAb
備考/エイリアス	STX13; STX14; STX12
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23673
GeneID	23673
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSTX12 (NP_803173.1) のアミノ酸1-276に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86Y82
タンパク質分子量	32kDa
配送	氷袋