

Wb、If/Icc、Elisa用抗Stx17ウサギポリクローナル抗体 - P56962

商品番号: CM0021762



前書き

ウエスタンブロット、免疫蛍光法、ELISAに適用可能な検証済みSTX17ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのサンプル中に存在する内在性STX17を検出し、オートファジーおよび膜輸送の研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	STX17ウサギpAb
備考／別名	STX17
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55014
遺伝子ID	55014
免疫原	ヒトSTX17 (NP_060389.2) のアミノ酸1~130に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P56962
タンパク質分子量	33 kDa
輸送	保冷剤