

Wb、If/Icc、Elisa用抗Stx1Aポリクローナル抗体 - Q16623

商品番号: CM0029231

前書き

ヒトSTX1A（Syntaxin-1A、HPC-1）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびラットと交差反応します。SNARE介在性エキソサイトーシスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STX1A Rabbit pAb
備考/別名	STX1; HPC-1; P35-1; SYN1A; STX1A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6804
GeneID	6804
免疫原	ヒトSTX1A（NP_004594.1）のアミノ酸1-288に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q16623
タンパク質分子量	33kDa
配送	氷袋