

Wb、Elisa用Anti-Stx2ウサギポリクローナル抗体 - P32856

商品番号: CM0018317

前書き

ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を有し、WB、ELISAアプリケーションでバリデーション済みのSTX2ウサギポリクローナル抗体。上皮形態形成およびエキソサイトーシス研究に最適。UniProt P32856。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STX2ウサギpAb
備考／別名	EPM; EPIM; STX2A; STX2B; STX2C; STX2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2054
遺伝子ID	2054
免疫原	ヒトSTX2 (NP_001971.2) のアミノ酸1～264に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P32856
タンパク質分子量	33kDa
配送	保冷剤