


ウエスタンブロット、Elisa用 抗Stx6 ウサギポリクローナル抗体 - O43752

商品番号: CM0022227



前書き

ヒトシンタキシン-6 (STX6)

を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済みです。マウスとの交差反応性を示します。ゴルジ装置、エンドソーム輸送、および膜融合メカニズムの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STX6 ウサギ pAb
備考/別名	STX6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10228
GeneID	10228
免疫原	ヒトSTX6 (NP_005810.1) のアミノ酸1-234に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O43752
タンパク質分子量	29kDa
輸送	保冷バッグ