

Anti-Stx8 ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Unk0

商品番号: CM0018485

前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証されたAnti-STX8ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのSTX8を認識します。シスゴルジから小胞体（ER）への逆行性輸送の研究に最適です。ウサギ由来の組換え免疫原。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STX8 Rabbit pAb
備考/別名	CARB; STX8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9482
GeneID	9482
免疫原	ヒトSTX8 (NP_004844.1) のアミノ酸1-215に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UNK0
タンパク質分子量	27kDa
配送	アイスバッグ