

If/Icc、If-P、Elisa用 Anti-Stxbp1 ポリクローナル抗体 - P61764

商品番号: CM0026136



前書き

IF/ICC、IF-P、ELISA用に検証済みの高品質STXBP1ウサギポリクローナル抗体。シナプス小胞融合の重要な調節因子であるヒトおよびラットSTXBP1（MUNC18-1）を検出します。神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STXBP1 ウサギ pAb
備考/別名	P67; DEE4; NSEC1; UNC18; N-Sec1; RBSEC1; unc-18A; unc18-1; MUNC18-1; STXBP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6812
遺伝子ID	6812
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P61764
タンパク質分子量	68kDa
発送	保冷バッグ