


WbおよびElisa用 抗Stxbp2 ウサギポリクローナル抗体 - Q15833

商品番号: CM0029645



前書き

STXBP2 (Munc18-2)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるウェスタンブロット (WB)

およびELISAで検証済み。SNAREを介した小胞輸送、エキソサイトーシス、免疫細胞の細胞傷害性顆粒の生物学的研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STXBP2 ウサギ pAb
備考/別名	FHL5; UNC18B; Hunc18b; UNC18-2; pp10122; unc-18B; MUNC18-2; STXBP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6813
GeneID	6813
免疫原	ヒトSTXBP2 (NP_001120868.1) のアミノ酸1-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15833
タンパク質分子量	66kDa
配送	保冷バッグ