


WbおよびElisa用 抗Stxbp2 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q15833

商品番号: CM0014465



前書き

ヒトSTXBP2 (Unc-18 homolog 2, Munc18-2) を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロッティングおよびELISAに適しています。ヒトおよびマウスSTXBP2と交差反応し、細胞内小胞輸送および免疫細胞エキソサイトーシス研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STXBP2 ウサギ pAb
備考/別名	FHL5; UNC18B; Hunc18b; UNC18-2; pp10122; unc-18B; MUNC18-2; STXBP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6813
GeneID	6813
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15833
タンパク質分子量	66kDa
発送	保冷バッグ