

WbおよびElisa用 Anti-Stxbp3 ポリクローナル抗体 - O00186

商品番号: CM0030190

前書き

ヒトSTXBP3（シンタキシン結合タンパク質3、MUNC18C）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット（WB）およびELISA用です。ヒト、マウス、ラットサンプルとの交差反応性を検証済み。GLUT4トラフィック研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STXBP3 ウサギ pAb
備考/別名	PSP; MUNC18C; UNC-18C; MUNC18-3; STXBP3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6814
GeneID	6814
免疫原	ヒトSTXBP3 (NP_009200.2)のアミノ酸343-592に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00186
タンパク質分子量	68kDa
発送	保冷バッグ