


抗Stxbp4ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q6Zwj1

商品番号: CM0027243



前書き

ヒトおよびマウスにおいてWB、IHC-P、ELISAでの検証が完了している抗STXBP4ポリクローナル抗体です。小胞輸送とインスリンシグナル伝達の主要制御因子であるシンタキシン結合タンパク質4（Synip）を標的とし、IVD研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STXBP4 ウサギ pAb
備考/別名	Synip; STXBP4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	252983
GeneID	252983
免疫原	組換えタンパク質 - ヒトSTXBP4 (NP_848604.3) のアミノ酸344～553に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q6ZWJ1
タンパク質分子量	62kDa
発送方法	保冷剤