


Wb、Elisa用Anti-Styxポリクローナル抗体 - Q8Wuj0

商品番号: CM0015175



前書き

ヒトSTYX（25

kDa）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。MAPK/ERKシグナル伝達、FBXW7介在性分解、および精子形成の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STYX Rabbit pAb
備考/エイリアス	STYX
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6815
GeneID	6815
免疫原	ヒトSTYX（NP_660294.1）のアミノ酸1-223に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8WUJ0
タンパク質分子量	25kDa
配送	アイスバッグ