


Anti-Sub1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ip、Elisa対応） - P53999

商品番号: CM0029929



前書き

Anti-SUB1

ウサギポリクローナル抗体は転写コアクチベーターp15（PC4）を検出し、WB、IF/ICC、IP、ELISAでの用途に対応しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。予測されるタンパク質分子量は14 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SUB1 Rabbit pAb
備考/別名	P15; PC4; p14; SUB1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10923
遺伝子ID	10923
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSUB1（NP_006704.3）のアミノ酸1-127番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P53999
タンパク質分子量	14kDa
発送方法	保冷剤