

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Sucla2 ウサギポリクローナル抗体 - Q9P2R7

商品番号: CM0018209



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用として検証済みの高品質な抗SUCLA2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリアコハク酸CoAリガーゼβサブユニットを標的とし、TCAサイクルおよびATP合成において重要な役割を果たします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SUCLA2 Rabbit pAb
備考/別名	A-SCS; A-BETA; MTDPS5; LINC00444; SCS-betaA; SUCLA2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8803
GeneID	8803
免疫原	ヒトSUCLA2 (NP_003841.1) のアミノ酸1-180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9P2R7
タンパク質分子量	50kDa
配送	氷袋