

ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Suc1g1 ウサギポリクローナル抗体 - P53597

商品番号: CM0018041



前書き

SUCLG1（スクシニル-CoAリガーゼαサブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのウエスタンブロット、IF/ICC、ELISA用に検証済み。TCA回路とミトコンドリア代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SUCLG1 ウサギ pAb
備考/別名	GALPHA; MTDPS9; SUCLA1; SUCLG1
種特異性	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8802
遺伝子ID	8802
免疫原	ヒトSUCLG1 (NP_003840.2) のアミノ酸41-346に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P53597
タンパク質分子量	36kDa
輸送	保冷バッグ