

抗Sufuポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa対応) - Q9Umx1

商品番号: CM0027060



前書き

ヒトSUFU (Suppressor of Fused Homolog) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのSUFUを検出可能。ヘッジホッグシグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	SUFU Rabbit pAb
備考/別名	SUFUH; JBTS32; SUFUXL; PRO1280; SUFU
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51684
GeneID	51684
免疫原	ヒトSUFUのアミノ酸325-484に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_057253.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UMX1
タンパク質重量	54kDa
配送	アイスバッグ