

Wb、Elisa用抗Sugctポリクローナル抗体 - Q9Hac7

商品番号: CM0026100



前書き

SUGCTウサギpAbは、WBおよびELISAで検証済みのポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのSUGCTと反応します。標的はリジン/トリプトファン分解に関与するミトコンドリア性CoA転移酵素で、代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SUGCT Rabbit pAb
別名	GA3; ORF19; DERP13; C7orf10; SUGCT
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79783
遺伝子ID	79783
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSUGCT (NP_001180240.1)のアミノ酸1〜250番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HAC7
タンパク質分子量	48kDa
発送	保冷剤