


Wb、Elisa用 Anti-Sugp2 ポリクローナル抗体 - Q8Ix01

商品番号: CM0018507



前書き

SUGP2 Rabbit

pAbは、ヒトおよびマウスSUGP2を認識する、WBおよびELISAアプリケーション用のポリクローナル抗体です。このスプライシング因子は核に局在し、精巣、脳、腎臓で発現しています。スプライシング研究およびIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SUGP2 Rabbit pAb
備考/別名	SFRS14; SRFS14; SUGP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10147
GeneID	10147
免疫原	ヒトSUGP2 (NP_055699.2) のアミノ酸500-700に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8IX01
タンパク質分子量	120kDa
発送	保冷バッグ