

抗Sulf1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Iwu6

商品番号: CM0014049

前書き

ヒトSULF1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびラットのサンプル中のSULF1を検出し、アポトーシスやがん研究の用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SULF1 Rabbit pAb
備考/別名	SULF-1; SULF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23213
GeneID	23213
免疫原	ヒトSULF1（NP_001121676.1）のアミノ酸480～610番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q8IWU6
タンパク質分子量	101kDa
輸送	保冷剤