

WbおよびElisa用抗Sult1A1ウサギポリクローナル抗体 - P50225

商品番号: CM0020325



前書き

ウエスタンブロッティングおよびELISAでバリデーション済みの抗SULT1A1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルに反応します。生体異物およびホルモン代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SULT1A1ウサギpAb
備考／別名	PST; STP; STP1; P-PST; ST1A1; ST1A3; TSPST1; ts-PST; P-PST 1; HAST1/HAST2; SULT1A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6817
GeneID	6817
免疫原	ヒトSULT1A1 (NP_803565.1) のアミノ酸1〜295に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50225
タンパク質分子量	34kDa
輸送	保冷バッグ