

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Sult1A2 ポリクローナル抗体 - P50226

商品番号: CM0017912



前書き

ヒトSULT1A2スルホトランスフェラーゼを標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しています。ヒト、マウス、ラットサンプルにおける内因性SULT1A2を検出し、薬物代謝および癌感受性研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SULT1A2 ウサギ pAb
備考/別名	STP2; HAST4; P-PST; ST1A2; TSPST2; P-PST 2; SULT1A2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6799
GeneID	6799
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSULT1A2 (NP_001045.1) のアミノ酸201-295に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50226
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ