

Wb、If/Icc、Elisa用抗Sult1A3ポリクローナル抗体 - P0Dmm9

商品番号: CM0017017



前書き

SULT1A3

ウサギpAbはヒト、マウス、ラットのSULT1A3を検出します。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。カテコールアミンおよび甲状腺ホルモン代謝におけるスルトランスフェラーゼ活性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SULT1A3 ウサギpAb
別名	STM; HAST; HAST3; M-PST; ST1A3; ST1A4; ST1A5; TL-PST; ST1A3/ST1A4; SULT1A3
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6818
遺伝子ID	6818
免疫原	ヒトSULT1A3 (NP_808220.1) のアミノ酸1-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P0DMM9
タンパク質分子量	34kDa
発送方法	保冷剤