

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Sult1C4 ウサギ ポリクローナル抗体 - O75897

商品番号: CM0021898



前書き

ヒトSULT1C4に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットサンプルにおける内因性SULT1C4レベルを検出します。異物および薬物代謝に関与するスルホトランスフェラーゼを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SULT1C4 ウサギ pAb
備考/別名	SULT1C; SULT1C2; SULT1C4
種	ヒト
遺伝子ID	27233 (ヒト)
免疫原	ヒトSULT1C4 (NP_006579.2) のアミノ酸1-95に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75897
タンパク質分子量	36kDa
輸送	保冷バッグ