

Wb、If/Icc、Elisa用抗Sult1E1ポリクローナル抗体 - P49888

商品番号: CM0028292



前書き

ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質抗SULT1E1ポリクローナル抗体。ヒトSULT1E1を標的とし、マウスおよびラットと交差反応性を示します。エストロゲン代謝やホルモン関連研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SULT1E1 ウサギpAb
備考/別名	EST; STE; EST-1; ST1E1; SULT1E1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6783
GeneID	6783
免疫原	ヒトSULT1E1 (NP_005411.1) のアミノ酸140～294に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49888
タンパク質分子量	35kDa
発送方法	氷袋